

## VENA BIO®FLOW(Multi-purpose) 医药级 半透明硅胶管 (蠕动泵管)

### 应用

典型应用包括介质和缓冲液制备、下游加工、配方、灌装、药物输送以及蠕动泵，也可用于生物制药生产过程中的培养基和缓冲液的制备和分配。不建议用于负压。

### 优点

- ✓ 铂金硫化硅胶材料。
- ✓ 能抵抗紫外线、辐射和臭氧。
- ✓ 具有伽马稳定性，可高压消毒。
- ✓ 内壁超光滑可抑制细菌滋生。
- ✓ 具有低吸水性，无动物源性成分。



### 规格

标准长度 50英尺 (15.24) 米

### 洁净室

按照 ISO 7 万级标准制造

### 包装

双层塑封真空包装

### 工作温度

-60°C至+220°C

### 标准

- FDA 21 CFR 177.2600
- USP 85,87,88,381,788
- BfR
- ISO 10993-4,5,6,10,11
- European Pharmacopeia 3.1.9

### 技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	壁厚 mm
	mm	inch		
HLV1501-001002	0.8	1/32	2.4	0.8
HLV1501-002004	2.4	3/32	4.0	0.8
HLV1501-002005	2.4	3/32	5.6	1.6
HLV1501-003005	3.2	1/8	4.8	0.8
HLV1501-003006	3.2	1/8	6.4	1.6
HLV1501-003008	3.2	1/8	7.9	2.4
HLV1501-003010	3.2	1/8	9.5	3.2
HLV1501-004006	4.0	5/32	5.6	0.8
HLV1501-004007	4.0	5/32	7.1	1.6
HLV1501-004009	4.0	5/32	8.7	2.4
HLV1501-005006	4.8	3/16	6.4	0.8
HLV1501-005008	4.8	3/16	7.9	1.6
HLV1501-005010	4.8	3/16	9.5	2.4
HLV1501-005011	4.8	3/16	11.1	3.2
HLV1501-006008	6.4	1/4	7.9	0.8
HLV1501-006010	6.4	1/4	9.5	1.6
HLV1501-006011	6.4	1/4	11.1	2.4
HLV1501-006013	6.4	1/4	12.7	3.2
HLV1501-008011	7.9	5/16	11.1	1.6
HLV1501-008013	7.9	5/16	12.7	2.4
HLV1501-008014	7.9	5/16	14.3	3.2
HLV1501-010013	9.5	3/8	12.7	1.6
HLV1501-010014	9.5	3/8	14.3	2.4
HLV1501-010016	9.5	3/8	15.9	3.2
HLV1501-011014	11.1	7/16	14.3	1.6
HLV1501-013016	12.7	1/2	15.9	1.6
HLV1501-013018	12.7	1/2	17.5	2.4
HLV1501-013019	12.7	1/2	19.1	3.2
HLV1501-016022	15.9	5/8	22.2	3.2
HLV1501-019025	19.1	3/4	25.4	3.2
HLV1501-019029	19.1	3/4	28.6	4.8
HLV1501-025032	25.4	1	31.8	3.2
HLV1501-025035	25.4	1	34.9	4.8
HLV1501-032038	32.4	1	38.1	6.4